

Adhesivo dental universal

ProLink es un agente adhesivo de un solo paso que ofrece valores excepcionales de adhesión al cizallamiento a la dentina, al esmalte y a todos los materiales compuestos ligeros, duales o de autofotocurado conocidos.

INDICACIONES:

Adhesión de restauraciones directas/indirectas para todas las clases de cavidades utilizando materiales compuestos/compómeros con metacrilato para autocurado, doble curado o fotocurado.

Adhesión de selladores de fisuras

Grabado del esmalte y grabado del esmalte/dentina antes de la fijación del adhesivo

CONTRAINDICACIONES

- Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los monómeros de metacrilato.
- No usar directamente sobre tejido pulpar expuesto.

INGREDIENTES ESENCIALES

TEDGMA, HEMA, poliéster uretano-acrilato alifático, acelerador adhesivo, glutaraldehído, fotoiniciadores, acetona.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la pieza dental

Prepare la pieza dental según los requisitos clínicos.

Grabado

1. Grabe el esmalte y/o la dentina durante 5 a 10 segundos. Cuando se adhiera solo al esmalte, grabe el esmalte durante 20 a 30 segundos (ProEtch™).
2. Enjuague con agua sin aceite durante 5-10 segundos.
3. Seque el exceso de humedad de la superficie y verifique que la superficie esté completamente libre de humedad.

Aplicación de ProLink

1. Dispense ProLink directamente sobre un cepillo o microcepillo sujetando la punta del cepillo directamente sobre la boquilla de la botella inclinada.
2. Aplique una cantidad abundante de ProLink, deje reposar durante 15 segundos. Elimine los disolventes con un chorro fuerte de aire duante al menos 15 segundos o hasta que no se observe ningún movimiento visible de la resina. Si la superficie se presenta recubierta de forma incompleta, aplique más material.
3. Fotocure con una luz visible de fotocurado durante 20 segundos.
4. Cuando el área de retención de la restauración se encuentra principalmente dentro de la dentina, aplique una segunda capa, elimine los disolventes inmediatamente y fotocure con luz durante 20 segundos.
5. Restaura con la luz visible de fotocurado o con resina compuesta de autocurado que usted elija o cemento de restauración con cemento de resina compuesta.

Tiempo de fotocurado

Halógeno convencional/LED* 20 s

Halógeno/arco de plasma rápido+** 6-10 s

*Intensidad de luz de 300 a 550 mW/cm² en un rango de longitud de onda de 400 a 515 nm

**Intensidad de luz de más de 550 mW/cm² en un rango de longitud de onda de 400 a 515 nm

VIDA ÚTIL

El número de lote y la fecha de caducidad se indican en el producto. No utilizar después de la fecha de caducidad.

INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES PARA LOS PACIENTES

Evite el uso de este producto en pacientes con alergias conocidas al acrilato. Si se produce un contacto prolongado con partes blandas de la cavidad oral, enjuague con grandes cantidades de agua.

INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES PARA EL PERSONAL DENTAL

El producto contiene etanol. El etanol es muy inflamable. No inhale el vapor.

Evite el contacto con la piel, las membranas mucosas y los ojos tomando precauciones tales como usar un dique dental (paciente) y llevar guantes de goma (odontólogo) y gafas protectoras (paciente y odontólogo).

Los acrilatos pueden penetrar los guantes de uso común. Si el producto entra en contacto con el guante, quítese el guante y deséchelo, lávese inmediatamente las manos con agua y jabón y póngase un guante nuevo.

Enjuagar los ojos con agua durante varios minutos después del contacto. Obtenga asistencia médica oftalmológica si el dolor persiste. Lave la piel con agua y jabón después del contacto.

Si se produce una reacción alérgica, obtenga asistencia médica cuando sea necesario.

La FDS se puede obtener de www.silmetdental.com.

PRECAUCIÓN

La ley federal de los EE. UU. restringe la venta o el uso de este dispositivo, que deberá efectuarse por un profesional dental.

CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN

ProLink™ está diseñado para su uso a temperatura ambiente y no debe conservarse a temperaturas elevadas (no superiores a 24 °C/75 °F) o bajo luz intensa. Para una frescura óptima, manténgalo refrigerado. No congelar. Vuelva a tapar bien después de su uso.

Consulte la ficha de datos de seguridad (disponible en www.silmetdental.com o a través de su filial local) para obtener información sobre la eliminación.

GARANTÍA

Silmet Ltd. sustituirá el producto que haya demostrado ser defectuoso. Silmet Ltd. no asume ninguna responsabilidad por ningún daño o pérdida, directo o indirecto, derivado del uso o la imposibilidad de utilizar el producto descrito. Es responsabilidad del dentista determinar antes de su uso, la idoneidad del producto para su uso previsto. El dentista asume todos los riesgos y las responsabilidades relacionados con estos.

Para obtener las instrucciones en otros idiomas, consulte:

https://www.silmetdental.com/downloads/downloads_instruction o escanee el siguiente código:



Silmet Ltd.

12 Hassadna St., Or Yehuda. ISRAEL

Teléf.: 972-3-7353000 Fax: 972-3-5331581 Correo electrónico: info@silmet.co.il, www.silmetdental.com



Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Bruselas, BÉLGICA

Teléf.: + (32) 2. 732.59.54 Fax: +(32) 2.732.60.03 Correo electrónico: mail@obelis.net



65pl Rev.2 11/2019