

ProLinkTM Ethanol

Adesivo Dentale Monofase

ProLinkTM Ethano è un agente adesivo monofasico a base di etanolo che garantisce un ottimo valore d'adesione contro gli strappi alla dentina, allo smalto e a tutti i compositi fotoindurenti, duali o autopolimerizzanti.

INDICAZIONI

Adesione di restauri diretti/indiretti per le cavità di tutte le classi che usano compositi/compomeri a base di metacrilato fotopolimerizzanti, a doppia polimerizzazione o autopolimerizzanti
Adesione di otturazioni.

CONTROINDICAZIONI

ProLink Ethanol non deve essere usato su pazienti che hanno sviluppato o hanno una storia di ipersensibilità a monomeri di metacrilato.

INGREDIENTI ESSENZIALI

Acido Metacrilico, Dimetacrilato Etanol, Additivi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del dente:

Preparare il dente in conformità con i requisiti clinici. Mordenzatura.

1. Mordenzare lo smalto e/o la dentina per sec 5-10 (ndifigur) a.(1)
2. Risciacquare con acqua priva di olio per sec 5-10 (ndifigur) a.(2)
3. Tamponare l'umidità in eccesso dalla superficie e verificare che questa sia completamente asciutta. (3)



figura 1



figura 2



figura 3

Applicazione di ProLink Ethanol

1. Erogare una piccola quantità di ProLink Ethanol su una superficie pulita (figura 4).
Richiudere immediatamente la confezione (figura 5).
2. Saturare completamente il pennello e applicare due strati di adesivo, agitando la superficie per 20 secondi (figura 6). (6) (asciugare indisturbato per 10 secondi).
3. Spargere delicatamente ProLink Ethanol con un getto d'aria per evaporare il solvente per 2-5 secondi (figura 7). (7) Se la superficie non appare completamente rivestita, applicare uno strato aggiuntivo e asciugare.
4. Polimerizzare con una luce polimerizzante visibile (figura 8).
Alogena convenzionale* LED / sec 20 ondi.
Alogena veloce / Getto di plasma** sec 6-10 ondi.

*Intensità luminosa di 550mW/cm - 300 nell'intervallo di lunghezza d'onda tra 400-515nm

**Intensità luminosa di più di 550mW/cm ' nell'intervallo di lunghezza d'onda tra 400-515nm

5. Restaurare la cavità con un cemento resina a propria scelta e concludere seguendo le istruzioni del produttore.

Nota: Per ottenere risultati migliori, si consiglia di usare insieme a compositi ProFil (ProFil, ProFil Flow, ProFil Bulk, ProFil Posterior)



figura4



figura5



figura6



figura7



figura8

DATA DI SCADENZA

Il numero del lotto e la data di scadenza sono indicati sul prodotto. Non usare dopo la data di scadenza

INFORMAZIONI PRECAUZIONALI PER I PAZIENTI

Evitare l'uso del prodotto in soggetti con allergie note agli acrilati. In caso di contatto prolungato con i tessuti orali molli, sciacquare con abbondante acqua

INFORMAZIONI PRECAUZIONALI PER IL PERSONALE DENTISTICO

Il prodotto contiene etanolo. L'etanolo è estraneamente infiammabile. Non inalare i vapori

Prevenire il contatto con la pelle, le membrane mucose e gli occhi prendendo precauzioni come l'uso di una diga dentale (paziente), l'uso di guanti di gomma (dentista) e di occhiali di sicurezza (paziente, dentista)

Gli acrilati possono penetrare nei guanti di uso comune. Se il prodotto viene a contatto con i guanti, toglierli e gettarli, lavare le mani immediatamente con acqua e sapone, quindi indossare un nuovo paio di guanti

In caso di reazioni allergiche, rivolgersi a un medico

Le schede di sicurezza possono essere ottenute su www.silmetdental.com

AVVERTENZE

La legge federale degli Stati Uniti stabilisce che il presente dispositivo debba essere venduto a professionisti odontoiatrici o usato dietro loro prescrizione

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare in un ambiente buio e fresco / a temperatura ambiente 5-30°C / 41-86°F lontano dalla luce del sole diretta Per una freschezza ottimale, tenere .

refrigerato. Non congelare. Richiudere il cappuccio dopo l'uso Se refrigerato, far raggiungere la temperatura ambiente alla siringa prima dell'uso.

Verdere la scheda dei dati di sicurezza (disponibile su www.silmetdental.com o presso il distributore locale) per informazioni sullo smaltimento e la sicurezza.

GARANZIA

La Silmet Ltd. sostituirà i prodotti con comprovati difetti. La Silmet Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o indiretti, che potrebbero derivare dall'uso o dall'inabilità di usare il prodotto descritto. È responsabilità del dentista determinare prima dell'uso la compatibilità del prodotto con il suo uso previsto. Il dentista si assume ogni rischio e responsabilità a esso associate



Silmet Ltd

Hassadna st., Or-Yehuda, 6022011, Israel 12e

Tel: 972-3-7353000, Fax: 972-3-5331581 info@silmet.co.il

www.silmetdental.com

 Obelis s.a, Bd. General Wahis 53. 1030 Bruxelles BELGI, O

Tel: + (32) 2.732.59.54 Fax: + (32) 2.732.60.03, E-Mail: mail@obelis.net