

PRESTIGE PUTTYSOFT

FAST SET



Prestige Putty Soft Fast set silicone per addizione - Vinilpolisilossano, altamente tissotropico progettato per la presa di prime impronte di massima qualità e precisione per l'utilizzo in tecniche di doppia impronta dentali.

Il prodotto è particolarmente morbido durante la fase di lavoro, e di adeguata durezza dopo la vulcanizzazione. Richiede corta permanenza nel cavo orale.

VANTAGGI

Ottimo rapporto tra tempo di lavoro e di vulcanizzazione, perfetta riproduzione dei dettagli, elevata stabilità dimensionale

APPLICAZIONI

Il prodotto è ideale per tutti i tipi di impressioni utilizzati per creare protesi dentarie, protesi rimovibile dentale ed elettrodomestici, bretelle, strutture dentali temporanee, ecc

Solo per uso odontoiatrico

DATI TECNICI

ISO 4823 – ADA 19	Type o Putty consistency
Rapporto miscelazione base / catalizzatore	1:1
Tempo di miscelazione *	30''
Tempo di lavorazione *	1'30''
Tempo di permanenza in bocca *	2'30''
Tempo di indurimento *	4'
Deformazione alla compressione	2%
Recupero elastico	>99.5%
Variazione dimensionale 24 ore	<0.2 %
Durezza– Shore A	56
Colore	Pesca

* I tempi sopra menzionati sono intesi dall'inizio della miscelazione a 23°C/73°F. Temperature più elevate li accelerano, temperature più basse li rallentano.

MISCELAZIONE

- Prelevare i due componenti dai barattoli servendosi esclusivamente dei rispettivi cucchiai dosatori.
- Miscelare uguali proporzioni di base e catalizzatore fino ad ottenere una massa di colore uniforme.

AVVERTENZE

- Se base e catalizzatore prima della miscelazione vengono manipolati con le dita, il tempo di indurimento del materiale verrà accelerato.
- Chiudere i barattoli immediatamente dopo l'uso.
- NON INVERTIRE I TAPPI ED I CUCCHIAI DOSATORI.
- È sconsigliato l'uso di guanti di lattice: il contatto con i guanti in lattice inibisce l'indurimento dei polivinilsilossani.

Le impronte prese con Prestige Putty Soft possono essere argentate o ramate in bagni galvanici.

IMPORTANTE

- Prima di prendere la seconda impronta è importante lavare ed asciugare perfettamente la prima impronta: questo garantisce la perfetta adesione fra la prima e la seconda impronta.

DISINFEZIONE

Le impronte possono essere disinfettate mediante immersione in una soluzione di glutaraldeide al 2%, in una soluzione all'ipoclorito di sodio allo 0.5% o in specifici prodotti in commercio senza subire alterazioni.

COLATURA

Colare l'impronta dopo un tempo minimo di 2 ore dall'avvenuta polimerizzazione. La stabilità dimensionale può essere mantenuta per 7 giorni. I prodotti della linea Prestige sono compatibili con i migliori gessi sul mercato (es. Class III - Hydrocal Kerr®, Class IV - Fujirock GC®).

CONSERVAZIONE

Le impronte con Prestige Putty Soft devono essere conservate a temperatura ambiente. I prodotti Prestige sono garantiti per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di produzione se correttamente conservati in luogo fresco ed asciutto, distante da fonti di calore, scintille o fiamme. La data di scadenza riportata nella confezione si riferisce all'imballo chiuso in produzione.

Il numero di lotto e la data di scadenza sono specificati in tutte le singole confezioni del prodotto. In caso di segnalazioni, è importante citare queste due informazioni onde individuare in maniera corretta e veloce l'intero lotto segnalato.

IMPORTANTE: non usare il prodotto dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

- Evitare il contatto del catalizzatore con la pelle o con gli occhi.
- In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente con acqua ed interpellare un medico.
- Gli elastomeri sono chimicamente resistenti. Evitare il contatto con camici e vestiti.

IMBALLO

Prodotto Codice/ Descrizione 055002 - 450g/300ml base + 450g/300ml catalizzatore

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail : info@vanninidental.com www.vanninidental.com