




Aquity

NOVA
optiforum

Aquity



Mensal



6 un



Asférica



Tórica



55% H₂O



Hidrófila

Fabricante	Mark'ennovy	
Nome	Aquity Mensal	
Raio (mm)	8.70	
Diâmetro (mm)	14.40	
Esf. (D)	Asférica	-10.00 a +8.00
	Tórica	-8.00 a +6.00
Cilindro (D)	-1.25	
Eixo (°)	20, 90, 160, 180	
Material da lente	Methafilcon A	
Filtro UV	Não	
Filtro Azul	Não	
Dk	17	
Cor de manipulação	Sim	

Apresentação

Lente em hidrogel que oferece um bom conforto, boa saúde ocular e que graças ao seu design avançado que combina uma superfície frontal asférica e uma posterior monocurva, proporciona uma excelente acuidade visual para pacientes míopes, hipermetropes e também pacientes que tenham astigmatismos até 1.25D. A melhor relação qualidade/preço para pacientes com astigmatismo. Esta vantagem consegue-se pela redução dos parâmetros sem descuidar em nada a qualidade das lentes.