

Mund-Nasen Schutz

Der in Österreich erzeugte MNS erfüllt durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigen Materialien höchste Qualitätsansprüche.





SWANO-TEX GmbH
Traviatagasse 33
A-1230 Wien

www.swano-tex.at
office@swano-tex.at

01

Hochwertige
Materialien



02

Flexible
Form




03

Spürbare
Qualität



Eigenschaften:

- Bakterielle Filterleistung nach Medizinprodukt EN14683:2019 nachgewiesen von Eurofins im Auftrag von TÜV Österreich.
- 3-Lagig für optimalen Schutz
- Hochwertige latexfreie Ohrenbänder
- Hoher Tragekomfort
- Passt sich jeder Gesichtsform an
- Qualität aus Österreich
- Hochwertige zertifizierte Materialien
- Kompostierbares und biologisch abbaubares Verpackungsmaterial



Spezifikationen:

SWANO-TEX
made in AUSTRIA

Marke:
SWANO-TEX GmbH

Größe:
175 x 95 mm (minimale Abweichungen möglich)

Name:
Einweg Mund- Nasenschutz

Gewicht:
ca. 6,25g

Art:
Medizinprodukt der Klasse II

Lagerbedingungen:
- Nicht unter 0°C oder über 39°C lagern
- Vermeiden von direkten Sonnenstrahlen oder Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit

Gebrauchshinweise:
- EINWEG MNS
nicht wiederverwendbar
- Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre
- Bei Durchfeuchtung MNS wechseln
- Vermeiden des Berührens der Innenseite des MNS

Produktspezifikation:
- 3-lagiges Filtervlies weist Filterleistung von 99,49% auf
- Atmungsaktivität (Druckdifferenz): 31 Pa/cm²
- MNS entspricht Leistungsanforderungen nach Type II laut EN 14683:2019
- Filtermaterial nach europäischen Normen getestet
- Weiches Deckvlies hoher Tragekomfort
- Kautschukfreie antiallergene Ohrbänder
- MNS ist recyclebar
- Verpackungsmaterial aus Cellophan kompostierbar und biologisch abbaubar
- Flexibler Nasenbügel

Verpackungseinheiten:
- Zellophanhüllen zu je 10 Masken
1.000 Masken in Transportkarton (100 Hüllen zu 10 Masken)
- Alternativ: je 50 Masken in einem Karton zur individuellen Entnahme
1.800 Masken in Transportkarton (36 Entnahmekartons zu 50 Masken)

Zertifizierungen:

TÜV AUSTRIA
Zertifiziertes
Produkt
Zertifikatsnummer:
TA220203529



1
Hände vor und nach dem Berühren, Auf-/und Absetzen des MNS gründlich waschen oder desinfizieren.



2
Mund und Nase mit MNS bedecken – farbige Seite außen!



3
Nasendraht anpassen, auf engen Sitz achten, Ohrbänder anlegen.



4
MNS bitte nur 1x verwenden und nach 3 Stunden Tragezeit austauschen. Nicht wiederverwenden!