

Metoda de Evaluare a Stării de Confuzie – Fișă de lucru

CARACTERISTICA 1. Schimbarea acută sau evoluția fluctuantă a statusului mental	Scor	Se bifează
<p>A prezentat pacientul un status mental diferit față de statusul mental de bază? SAU A prezentat pacientul modificări fluctuante ale statusului mental în ultimele 24 de ore (modificări evidențiate prin variații ale scalelor care măsoară nivelul de sedare / de conștiență (RASS / SAS, GCS) sau comparativ cu evaluarea anterioară a delirului?</p>	<p>DA la oricare dintre întrebări ➔</p>	<input type="checkbox"/>
CARACTERISTICA 2. Lipsa atenției		
<p>Testul de atenție la litere: Instrucțiuni: Spuneți pacientului: "O să vă citesc 10 litere. De fiecare dată când auziți litera A, strângeți-mă de mână. "Citiți literele din următoarea listă cu un ton normal la distanță de 3 secunde între ele. S A V E H A A R T sau C A S A B L A N C A sau A B A D B A D A A Y *Se consideră eroare când pacientul nu strânge mâna la litera A sau când strânge mâna la o literă diferită de "A"</p>	<p>Un număr de erori > 2 ➔</p>	<input type="checkbox"/>
CARACTERISTICA 3. Alterarea stării de conștiență		
<p>Prezentă dacă scorul RASS actual este oricare altul decât vigیل și calm</p>	<p>RASS altul decât zero ➔</p>	<input type="checkbox"/>
CARACTERISTICA 4. Gândirea dezorganizată		
<p>Întrebări cu Da sau Nu 1. Poate pluti o piatră pe apă? 2. Sunt (trăiesc) pești în mare? 3. Un kilogram cântărește mai mult decât două kilograme? 4. Se poate folosi ciocanul pentru a bate un cui? Se consideră eroare atunci când pacientul răspunde incorect la o întrebare. Comandă Spuneți pacientului: "Ridicați atâtea degete " (Ridicați 2 degete în fața pacientului). Acum faceți același lucru cu cealaltă mână" (Nu repetați numărul de degete) * Dacă pacientul este incapabil să miște ambele brațe, pentru a doua parte a cererii de comandă, rugați: "Mai adăugați un deget" Se consideră o eroare dacă pacientul nu poate executa întreaga comandă.</p>	<p>Număr combinat de erori > 1</p>	<input type="checkbox"/>

<p>Per Total CAM-ICU Caracteristica 1 + 2 + 3 sau 4 prezente = CAM-ICU pozitiv</p>	<p>Criterii îndeplinite ➔</p>	<p>CAM-ICU Pozitiv (delirium prezent)</p>
	<p>Criterii neîndeplinite ➔</p>	<p>CAM-ICU Negativ (fără delirium)</p>